

P u c z k a   d o   o c z u   C e d e r r o t h   E y e   W a s h   2   x   5 0 0 m l   d w u p a k

C e n a   b r u t t o :   2 2 5 . 9 5   P L N

C e n a   n e t t o :   1 8 3 . 7   P L N

S t a w k a   V 2 3 % :

L i n k   d o   p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/pluczka-do-oczu-cederroth-eye-wash-2-x-500ml-dwupak-uchwyt-ref-7200/>



□ Płuczka do oczu płukanka w dwupaku Cederroth REF 725200 + Uchwyt ścienny REF 7200 to idealne rozwiązanie w szpitalach, gdzie może dojść do zaprószenia lub ochlapania oczu niebezpiecznymi substancjami. Płukanki do oczu zaleca się montować w laboratoriach, magazyinach chemicznych, zakładach przemysłowych również przy oczomyjkach, które są zasilane bieżącą wodą.

□ Duże znaczenie ma rozpoczęcie płukania w pierwszych sekundach po wypadku, płukanka Cederroth zapewnia obfity strumień roztworu, końcówka w kształcie wanienki zapewnia kierowanie go prosto do oka bez rozlewania na boki, jednocześnie pomagając utrzymać płukane oko otwartym. Płuczka umieszczona na specjalnym uchwycie jest zawsze widoczna i gotowa do użycia.

□ Cechy produktu:

- szybkie rozpoczęcie roztworu płukanki zwiększa szansę uratowania oka,
- uchwyt eksponuje płuczki w wyznaczonych miejscach przez co są one szybko dostępne w sytuacjach zagrożenia,
- wypłukuje ciała stałe i pyły z oczu,
- płukanka do oczu Cederroth neutralizuje wartość pH w oku. Roztwór neutralizuje kwasy i zasady, co przynosi szybszy efekt niż w przypadku zwykłego roztworu soli kuchennej. Oddziaływanie jest silniejsze w przypadku zasad niż kwasów,
- ergonomiczny kształt opakowania i znakomite właściwości płuczące,
- butelki łatwe w użyciu, posiadają dopasowaną do oka końcówkę do płukania dającą obfity strumień roztworu,
- butelka po uwolnieniu z uchwytu jest otwarta i gotowa do użycia (korek pozostaje w uchwycie),
- wanienka z korkiem chroniącym od kurzu. Zintegrowany korek utrzymuje wanienkę w czystości,
- uchwyt ścienny dostępny jest z fluorosceną i tabliczką informacyjną - instrukcją używania płuczki do oczu,
- zaleca się umieścić dwa uchwyty ściennych obok siebie. W czasie wypadku może dojść do urazu obojga oczu,
- wyroby medyczne oznakowane znakiem CE.

□ Zawiera:

- 2 x 500 ml sterylnego roztworu izotonicznego soli fizjologicznej bez konserwantów, jednokrotnego użytku,
- 1 x uchwyt ścienny Cederroth REF 7200.

