



Samaritan PAD 350 P - 1 bateria Pad-Pak dla dorosłych (350-BAS-PL-10)

Cena brutto: 6134.00 PLN

Cena netto: 4986.99 PLN

Stawka VAT: 23%

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/samaritan-pad-350-p-1-bateria-pad-pak-dla-doroslych-350-bas-pl-10/>



Defibrylator Samaritan PAD 350P z 1 baterią Pad-Pak dla dorosłych (350-BAS-PL-10) - Skuteczna ochrona życia w każdej sytuacji

Zadbaj o bezpieczeństwo w miejscu pracy, placówce publicznej lub obiekcie sportowym z defibrylatorem Samaritan PAD 350P – niezawodnym, półautomatycznym AED, który prowadzi

użytkownika krok po kroku przez procedurę ratowania życia. W zestawie znajduje się Pad-Pak (PAD-PAK-03) – zintegrowana bateria i elektrody dla osób dorosłych, zapewniająca gotowość urządzenia do użycia w każdej chwili.

Wymiar zewnętrzny	20 cm x 18.4 cm x 4.8 cm
Waga	1.1 kg
Fala	Dwufazowy impuls defibrylacyjny SCOPE®Biphasic
Energia dorośli	150J; Shock 2: 150J; Shock 3: 200J,
Energia dzieci	Shock 1: 50J; Shock 2: 50J; Shock 3: 50J
Elektrody	Jednorazowe, będące jednocześnie czujnikiem ECG
Czas ładowania	Do 8 sekund (150 J), 12 sekund (200 J)
Analiza i wyładow.	Poniżej 20 sekund (200 J)
Pow. aktywna	100cm ² aktywnej powierzchni

Analiza Pacjenta	Analiza EKG, jakość sygnału, założenie elektrod, sygnał o
Specyfikacja	Meets ISO 60601-2-4
Przechowywanie	0°C - 50°C, w temp. poniżej 0°C - wymagana podgrzewa
Odporność na wodę:	IEC 60529/EN 60529 IP56
Poziom wilgotności	Akceptowany na poziomie 5-95%
Instrukcje głosowe:	W języku polskim
Instrukcje graficzne	Panel przedni, wyświetlanie
Ważność baterii	Minimum 48 miesięcy, po tym czasie wymiana Pad-

Cechy urządzenia Samaritan PAD 350P:

- Półautomatyczny defibrylator AED – uruchamiany jednym przyciskiem, prowadzi ratownika przez cały proces za pomocą komunikatów głosowych i wizualnych.
- Zgodność z wytycznymi ERC/AHA – dostosowany do najnowszych standardów resuscytacji.
- Lekka i kompaktowa konstrukcja (ok. 1,1 kg) – łatwy do przenoszenia, przechowywania i montażu w dowolnym miejscu.
- Wysoka klasa szczelności IP56 – odporność na kurz, deszcz i zachlapania – idealny do użytku w przestrzeniach publicznych i trudnych warunkach.
- Gotowy do użycia w mniej niż 5 sekund – szybkie działanie w sytuacjach zagrożenia życia.

Zawartość zestawu (350-BAS-PL-10):

- Defibrylator Samaritan PAD 350P
- 1 x Pad-Pak dla dorosłych (PAD-PAK-03) – elektrody + bateria (żywotność do 4 lat)
- Torba transportowa
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna (gwarancja 8 lat na urządzenie)

Dlaczego warto wybrać Samaritan PAD 350P?

- Łatwy w obsłudze nawet przez osoby bez doświadczenia medycznego.
- Niezawodny sprzęt stosowany przez służby ratunkowe, firmy, szkoły i urzędy.
- Tylko jeden element eksploatacyjny (Pad-Pak), co minimalizuje koszty i ryzyko błędów.
- W pełni zgodny z wymaganiami dla publicznego AED.

Zastosowanie:

- Szkoły, urzędy, galerie handlowe, hotele
- Zakłady pracy i duże przedsiębiorstwa
- Ośrodki sportowe, baseny, siłownie
- Transport publiczny, lotniska, dworce
- Jednostki PSP, OSP, WOPR, ZRM

Postaw na niezawodność i prostotę obsługi. Wybierz Samaritan PAD 350P z Pad-Pak dla dorosłych (350-BAS-PL-10) i zapewnij błyskawiczną pomoc w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia.



Wymiar zewnętrzny	20 cm x 10,4 cm x 4,8 cm
Waga	1,1 kg
Fala	Dwa razy impuls defibrylacyjny SCOP®Biphasic
Energia domi	150J, Shock 2: 150J, Shock 3: 200J
Energia dzieci	Shock 1: 50J, Shock 2: 50J, Shock 3: 50J
Elektrody	Jedynokowe, bezpoś. podłączalne czujnikiem EKG
Czas ładowania	Do 6 sekund (150-J), 12 sekund (200-J)
Analiza i wydawanie	Przez 20 sekund (200-J)
Przebieg leczenia	1000Hz, aktywność powolna

Analiza Pacjenta	Analiza EKG, jakość sygnału, zakłócenie elektrod sygnał o defibrylacji
Specyfikacja	Meets ISO 60601-2-4
Przechowywanie	0°C - 50°C, w temp. poniżej 0°C - wymagana podgrzewana szafka
Odporność na wodę	IEC 60529:EN 40320 IP56
Przebieg wilgotności	Akceptowany na poziomie 5-95%
Instrukcje głosowe	W języku polskim
Instrukcje graficzne	Panel przodu, wydrukowane
Ważność baterii	Minimum 48 miesięcy, po tym czasie wymiana Pad Pak