



## SAMARITAN PAD 350 P - 1 BATERIA PAD-PAK DLA DOROSŁYCH (350-BAS-PL-10)

6134,00 zł brutto 4986,99 zł - netto  
Categories: [Inne](#)

### ZDJĘCIA

Wymiary zewnętrzne	20 cm x 18,4 cm x 8,8 cm	Analiza Pacjenta	Analiza DRG (pełnił funkcję, nieobecna w tabeli parametrów - do wyboru)
Waga	1,1 kg	Specyfika	Model: SO 62001 2.1
Fala	Dwukierunkowa impuls defibrylacyjna SCOPER/Padpac	Przechowywanie	0°C - 40°C, w temp. poniżej 0°C - wymagana przygotowana szafka
Energia defibracji	150J, Shock 2, 150J, Shock 3, 200J	Obsługa w terenie	ECG/CO2/IBR/ECG/PR/PR
Energia defibracji	Shock 1, 50J, Shock 2, 50J, Shock 3, 50J	Pracowność w trybie	Pracowność maksymalna 2,5h
Ekran	dotykowy, kolorowy, 960x540 pikseli, rozdzielczość 320x240	Instrukcja głosowa	18 kroków instrukcji
Coś słyszalne	Do 3 sekund (SD), 0,12 sekund (SD), 2	Instrukcja graficzna	Przewodność w trybie defibracji
Analiza rytmowa	Przez 20 sekund (SD), 2	Ważność baterii	Minimum 48 miesięcy po tym czasie minimum Pad Pak
Przebieg	150000 defibracji		

### OPIS PRODUKTU

#### Samaritan PAD 350 P - 1 bateria Pad-Pak dla dorosłych (350-BAS-PL-10)

**W komplecie:** 1 szt. PAD-Pak™ (elektrody samoprzylepne ze zintegrowaną baterią dla dorosłych), torba transportowa, instrukcja obsługi i 8 letnia gwarancja

- Waga tylko 1 kg
- Prosta obsługa
- Panel graficzny prowadzący użytkownika krok po kroku
- Zrozumiałe podpowiedzi głosowe
- Zawsze gotowy

- Wbudowany autotest

### Interaktywny panel graficzny

z myślą o każdym z nas firma HeartSine zaprojektowała aparat, który używając trzech prostych symboli oraz poleceń głosowych, nawet najbardziej niedoświadczonego użytkownika przeprowadzi czytelnie, krok po kroku przez wszystkie etapy postępowania ratowniczego.

### Tylko jedna data ważności

Dzięki zastosowaniu w defibrylatorze kartridża Pad-Pak™, integrującego elektrody z baterią, użytkownik nie musi kontrolować kilku często różnych dat ważności na poszczególne elementy.

### Bezpieczny i efektywny

Samaritan PAD zbudowano w oparciu o wiele lat badań i rozwoju opatentowanych technologii. Aparat wykorzystuje specjalny dwufazowy impuls defibrylacyjny SCOPEBiphasic - niskoenergetyczna defibrylacja z automatycznie dobraną optymalną dla pacjenta amplitudą, długością impulsu oraz energią wyładowania dla osiągnięcia jak największej skuteczności.

### Gotowy... Włącz... Działaj!

Mrugająca kontrolka stanu defibrylatora informuje, że samaritan PAD jest gotowy do użycia. Specjalny kartridż Pad-Pak™ umożliwi natychmiastowe działanie ograniczając do minimum liczbę niezbędnych do wykonania czynności. Wystarczy otworzyć opakowanie i przykleić elektrody.

## ZDJĘCIA

Wymiar zewnętrzny	20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm
Waga	1,1 kg
Fala	Dwufazowy impuls defibrylacyjny SCOPEBiphasic
Energia dorosli	150J, Shock 2: 150J, Shock 3: 200J,
Energia dzieci	Shock 1: 50J, Shock 2: 50J, Shock 3: 50J
Elektrody	Jednorazowe, będące jednocześnie czujnikiem EKG
Czas ładowania	Do 8 sekund (150 J), 12 sekund (200 J)
Analiza i wyładow	Poniżej 20 sekund (200 J)
Pow. aktywna	100cm <sup>2</sup> aktywnej powierzchni

Analiza Pacjenta	Analiza EKG, jakość sygnału, założenie elektrod sygnał o defibrylacji
Specyfikacja	Meets ISO 60601-2-4
Przechowywanie	0°C - 50°C, w temp. poniżej 0°C - wymagana podgrzewana szafka
Odporność na wodę	IEC 60529/EN 60529 IP56
Poziom wilgotności	Akceptowany na poziomie 5-95%
Instrukcje głosowe	W języku polskim
Instrukcje graficzne	Panel przedni, wyświetlanie
Ważność baterii	Minimum 48 miesięcy, po tym czasie wymiana Pad-Paka