



SAMARITAN PAD 350 P - 2 BATERIE PAD-PAK DLA DOROSŁYCH (350-SYS-PL-10)

6912,00 zł brutto 5619,51 zł - netto
Categories: [Inne](#)

ZDJĘCIA

Wymiary zewnętrzne	20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm	Specyfikacja	Model: SO16001 2.1.4
Waga	1,1 kg	Pracownicy	ETC - 0/1°C, w temp. poniżej 0°C - wymagana przygotowana szufla
Funkcje	Defibrylator impuls defibrylacyjny (DC/SH/IB/PR/AC)	Oporność na wstrząsy	ECG/SD/SH/IB/PR/AC/PS/IB
Energia defibracji	150J, 200J, 300J, 360J, 420J, 480J, 540J, 600J, 660J, 720J	Przebieg analizy	Aktywizacja trybów 1-6/PA
Prędkość defibracji	200V, 300V, 360V, 420V, 480V, 540V, 600V, 660V, 720V	Analiza głębi	12 defibracji
Charakterystyka	Analiza rytmu, testy autoanalizacji (EKG)	Instalacja głośnika	Panel głośnikowy, wykładane
Cała linia	Do 8 sekund (100 J), 12 sekund (200 J)	Wskazanie baterii	Minimalna 48 sekund, po tym czasie wymaga Pad-Pak
Analiza rytmu	Prędkość 20 sekund (200 J)		
Przebieg analizy	1000/200 sekund (200 J)		

OPIS PRODUKTU

Samaritan PAD 350 P - 2 baterie Pad-Pak dla dorosłych (350-SYS-PL-10)

W komplecie: 1 szt. PAD-Pak™ (elektrody samoprzylepne ze zintegrowaną baterią dla dorosłych), torba transportowa, instrukcja obsługi i 8 letnia gwarancja

- Waga tylko 1 kg
- Prosta obsługa
- Panel graficzny prowadzący użytkownika krok po kroku
- Zrozumiałe podpowiedzi głosowe
- Zawsze gotowy

- Wbudowany autotest

Interaktywny panel graficzny

z myślą o każdym z nas firma HeartSine zaprojektowała aparat, który używając trzech prostych symboli oraz poleceń głosowych, nawet najbardziej niedoświadczonego użytkownika przeprowadzi czytelnie, krok po kroku przez wszystkie etapy postępowania ratowniczego.

Tylko jedna data ważności

Dzięki zastosowaniu w defibrylatorze kartridża Pad-Pak™, integrującego elektrody z baterią, użytkownik nie musi kontrolować kilku często różnych dat ważności na poszczególne elementy.

Bezpieczny i efektywny Samaritan PAD zbudowano w oparciu o wiele lat badań i rozwoju opatentowanych technologii. Aparat wykorzystuje specjalny dwufazowy impuls defibrylacyjny SCOPEBiphasic - niskoenergetyczna defibrylacja z automatycznie dobraną optymalną dla pacjenta amplitudą, długością impulsu oraz energią wyładowania dla osiągnięcia jak największej skuteczności.

Gotowy... Włącz... Działaj!

Mrugająca kontrolka stanu defibrylatora informuje, że samaritan PAD jest gotowy do użycia. Specjalny kartridż Pad-Pak™ umożliwi natychmiastowe działanie ograniczając do minimum liczbę niezbędnych do wykonania czynności. Wystarczy otworzyć opakowanie i przykleić elektrody.

ZDJĘCIA

Wymiar zewnętrzny	20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm
Waga	1,1 kg
Fala	Dwufazowy impuls defibrylacyjny SCOPEBiphasic
Energia dorosli	150J, Shock 2: 150J, Shock 3: 200J
Energia dzieci	Shock 1: 50J, Shock 2: 50J, Shock 3: 50J
Elektrody	Jednorazowe, będące jednocześnie czujnikiem EKG
Czas ładowania	Do 8 sekund (150 J), 12 sekund (200 J)
Analiza i wyładow.	Poniżej 20 sekund (200 J)
Pow. aktywna	100cm ² aktywnej powierzchni

Specyfikacja	Meets ISO 60601-2-4
Przechowywanie	0°C - 50°C, w temp. poniżej 0°C - wymagana podgrzewana szafka
Odporność na wodę	IEC 60528/EN 60529 IP56
Poziom wilgotności	Akceptowany na poziomie 5-95%
Instrukcje głosowe:	W języku polskim
Instrukcje graficzne	Panel przodni, wyświetlane
Ważność baterii	Minimum 48 miesięcy, po tym czasie wymiana Pad-Paka