



Samaritan PAD 350 P - 2 baterie Pad-Pak dla dorosłych i dla dzieci (350-SYS-PL-10-P)

Cena brutto: 7204.00 PLN

Cena netto: 5856.91 PLN

Stawka VAT: 23%

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/samaritan-pad-350-p-2-baterie-pad-pak-dla-doroslych-i-dla-dzieci-350-sys-pl-10-p/>



Defibrylator Samaritan PAD 350P z baterią Pad-Pak dla dorosłych i Pedi-Pak dla dzieci (350-SYS-PL-10-P) - Uniwersalne rozwiązanie AED dla każdego użytkownika

Zadbaj o kompleksowe bezpieczeństwo dzięki defibrylatorowi Samaritan PAD 350P z zestawem zawierającym Pad-Pak dla dorosłych oraz Pedi-Pak dla dzieci. Model 350-SYS-PL-

10-P to wszechstronne rozwiązanie do użytku publicznego i profesjonalnego – idealne do szkół, firm, obiektów sportowych, urzędów i miejsc o dużym natężeniu ruchu. Dzięki możliwości defibrylacji zarówno dorosłych, jak i dzieci, urządzenie spełnia najwyższe standardy ratownictwa.

Wymiar zewnętrzny	20 cm x 18.4 cm x 4.8 cm
Waga	1.1 kg
Fala	Dwufazowy impuls defibrylacyjny SCOPE®Biphas
Energia dorośli	150J; Shock 2: 150J; Shock 3: 200J,
Energia dzieci	Shock 1: 50J; Shock 2: 50J; Shock 3: 50J
Elektrody	Jednorazowe, będące jednocześnie czujnikiem E
Czas ładowania	Do 8 sekund (150 J), 12 sekund (200 J)
Analiza i wyładow.	Poniżej 20 sekund (200 J)
Pow. aktywna	100cm ² aktywnej powierzchni
Analiza Pacjenta	Analiza EKG, jakość sygnału, założenie elektrod, sygnał o

Specyfikacja	Meets ISO 60601-2-4
Przechowywanie	0°C - 50°C, w temp. poniżej 0°C - wymagana podgrzew
Odporność na wodę:	IEC 60529/EN 60529 IP56
Poziom wilgotności	Akceptowany na poziomie 5-95%
Instrukcje głosowe:	W języku polskim
Instrukcje graficzne	Panel przedni, wyświetlanie
Ważność baterii	Minimum 48 miesięcy, po tym czasie wymiana Pad-

Cechy urządzenia Samaritan PAD 350P:

- Półautomatyczny defibrylator AED – prosty w obsłudze, aktywowany jednym przyciskiem.
- Instrukcje głosowe i wizualne – prowadzą ratownika krok po kroku przez cały proces RKO i defibrylacji.
- Zgodność z wytycznymi ERC/AHA – aktualne protokoły ratunkowe.
- Bardzo wysoka odporność (IP56) – idealny do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, nawet w trudnych warunkach.
- Lekka konstrukcja (ok. 1,1 kg) – łatwy w transporcie, montażu i użytkowaniu w przestrzeniach publicznych.

Zawartość zestawu (350-SYS-PL-10-P):

- Defibrylator Samaritan PAD 350P
- 1 x Pad-Pak dla dorosłych (PAD-PAK-03) – elektrody i bateria 2 w 1 (żywoćność do 4 lat)

- 1 x Pedi-Pak dla dzieci (PAD-PAK-04) – elektrody pediatriczne z baterią (dla dzieci <8 lat lub <25 kg)
- Torba transportowa
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna – 8 lat gwarancji na urządzenie

Dlaczego warto wybrać zestaw Samaritan PAD 350P z Pad-Pak i Pedi-Pak?

- Gotowość do udzielenia pomocy zarówno dorosłym, jak i dzieciom – bez dodatkowych zakupów.
- Jeden produkt – kompletne rozwiązanie dla każdej sytuacji zagrożenia życia.
- Zintegrowany system baterii i elektrod = szybsze i łatwiejsze użytkowanie.
- Idealny do miejsc o mieszanym charakterze użytkowników – szkoły, obiekty sportowe, urzędy.

Zastosowanie:

- Szkoły, przedszkola, urzędy, centra handlowe, hotele
- Zakłady pracy i miejsca publiczne
- Obiekty sportowe, baseny, siłownie
- Jednostki OSP, PSP, ZRM, WOPR
- Miejsca o wysokim natężeniu ruchu i potencjale zagrożenia życia

Postaw na uniwersalne zabezpieczenie życia. Wybierz Samaritan PAD 350P z baterią Pad-Pak dla dorosłych i Pedi-Pak dla dzieci (350-SYS-PL-10-P) i zapewnij pełną gotowość do działania – niezależnie od wieku poszkodowanego.



Wymiary zewnętrzne	20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm
Waga	1,1 kg
Fala	Dwiefazowy impuls defibrylacyjny SCOPED Biphasic
Energia doraźna	150J; Shock 2: 150J; Shock 3: 200J
Energia doraźna	Shock 1: 50J; Shock 2: 50J; Shock 3: 50J
Elektrody	Jednoelektrowe, bębnowe, podłączone czujnikiem EKG
Czas ładowania	Do 8 sekund (150 J), 12 sekund (200 J)
Analiza rytmów	Przez 20 sekund (200 J)
Pow. absorpcji	1000mJ - zależną od pojemności
Analiza Pękania	Analiza EKG, jeżeli sygnał, złączenie elektrod sygnał o defibrylacji

Specyfikacja	Model ISO 00001 z 4
Przebiegiem	0°C - 30°C, w temp. poniżej 0°C - wymagana podgrzewana szalka
Odporność na wodę	IEC 60529EN 60529 IP56
Poziom wilgotności	Akceptowany na poziomie 5-65%
Instrukcja głosowa	W języku polskim
Instrukcja graficzna	Panel przebiegu, wyświetlanie
Ważność baterii	Minimum 48 miesięcy, po tym czasie wymiana Pad Paku