



SAMARITAN PAD 350 P - 2 BATERIE PAD-PAK DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI (350-SYS-PL-10-P)

7042,00 zł brutto 5725,20 zł - netto
Categories: [Inne](#)

ZDJĘCIA

Wymiary zewnętrzne	20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm	Specyfikacja	Model: 350 350P 2.4
Waga	1,1 kg	Pracownicy	EC, ICD, w trybie przetrwania - wymagana podglowowa szansa
Funkcje	Dwa kanały impuls defibracyjny SCVT/Bifazyczny	Odpowiedź na wstrząs	EC: 600J/200J/150J/100J
Energy stored	150J, 200J, 300J, 350J, 400J	Pracownicy	EC: 600J/200J/150J/100J
Energy output	Impuls 1-150J, 200J, 300J, 350J, 400J	Wstrząs	Aktualizacja rozliczenia 5.00%
Ekran	Adaptacyjny, bezdotykowy, czujnik dotyku (EKG)	Wstrząs	Wstrząs
Charakterystyka	Do 8 sekund (100 J), 12 sekund (200 J)	Wstrząs	Wstrząs
Analiza rytmu	Przez 20 sekund (200 J)	Wstrząs	Wstrząs
Przebieg	100-200 ujemnych powrotów	Wstrząs	Wstrząs
Analiza Pacjenta	Analiza EKG, zapis, zapisanie historii choroby i defibracji	Wstrząs	Wstrząs

OPIS PRODUKTU

Samaritan PAD 350 P - 2 baterie Pad-Pak dla dorosłych (350-SYS-PL-10)

W komplecie: 1 szt. PAD-Pak™ (elektrody samoprzylepne ze zintegrowaną baterią dla dorosłych), torba transportowa, instrukcja obsługi i 8 letnia gwarancja

- Waga tylko 1 kg
- Prosta obsługa
- Panel graficzny prowadzący użytkownika krok po kroku
- Zrozumiałe odpowiedzi głosowe
- Zawsze gotowy

- Wbudowany autotest

Interaktywny panel graficzny

z myślą o każdym z nas firma HeartSine zaprojektowała aparat, który używając trzech prostych symboli oraz poleceń głosowych, nawet najbardziej niedoświadczonego użytkownika przeprowadzi czytelnie, krok po kroku przez wszystkie etapy postępowania ratowniczego.

Tylko jedna data ważności

Dzięki zastosowaniu w defibrylatorze kartridża Pad-Pak™, integrującego elektrody z baterią, użytkownik nie musi kontrolować kilku często różnych dat ważności na poszczególne elementy.

Bezpieczny i efektywny Samaritan PAD zbudowano w oparciu o wiele lat badań i rozwoju opatentowanych technologii. Aparat wykorzystuje specjalny dwufazowy impuls defibrylacyjny SCOPEBiphasic - niskoenergetyczna defibrylacja z automatycznie dobraną optymalną dla pacjenta amplitudą, długością impulsu oraz energią wyładowania dla osiągnięcia jak największej skuteczności.

Gotowy... Włącz... Działaj!

Mrugająca kontrolka stanu defibrylatora informuje, że samaritan PAD jest gotowy do użycia. Specjalny kartridż Pad-Pak™ umożliwi natychmiastowe działanie ograniczając do minimum liczbę niezbędnych do wykonania czynności. Wystarczy otworzyć opakowanie i przykleić elektrody.

ZDJĘCIA

Wymiar zewnętrzny	20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm
Waga	1,1 kg
Fala	Dwufazowy impuls defibrylacyjny SCOPEBiphasic
Energia dorosli	150J, Shock 2: 150J, Shock 3: 200J
Energia dzieci	Shock 1: 50J, Shock 2: 50J, Shock 3: 50J
Elektrody	Jednorazowe, będące jednocześnie czujnikiem EKG
Czas ładowania	Do 8 sekund (150 J), 12 sekund (200 J)
Analiza i wyładowanie	Ponżej 20 sekund (200 J)
Pow. aktywna	100cm ² aktywnej powierzchni
Analiza Pacjenta	Analiza EKG, jakość sygnału, załączenie elektrod, sygnał o defibrylacji

Specyfikacja	Meets ISO 60601-2-4
Przechowywanie	0°C - 50°C, w temp. poniżej 0°C - wymagana podgrzewana szafka
Odporność na wodę	IEC 60529/EN 60529 IP56
Poziom wilgotności	Akceptowany na poziomie 5-95%
Instrukcje głosowe:	W języku polskim
Instrukcje graficzne	Panel przedni, wyświetlanie
Ważność baterii	Minimum 48 miesięcy, po tym czasie wymiana Pad-Paka