



Defibrylator treningowy - Kabel do przesyłu danych (

Cena brutto: 295.00 PLN

Cena netto: 239.84 PLN

Stawka ~~V23%~~ :

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/defibrylator-treningowy-kabel-do-przesylu-danych-pad-acc-02/>



K a b e l d o P r z e s y u D a n y c h P A D - A C C - 0 2 W s p a r c i e d l a D e f i b r y l a t o r ó w T r e n i n g

K a b e l P A D - A t 6 w y s o k e j j a k o ś c i p r z e w ó d d o t r a n s m i s j i d a n y c h , p r z e z n a c z o n y d o w s p ó ł p r a c y z d e f i b r y l a t o r a m i t r e n i n g o w y m i . U m o ż l i w i a ł a t w e i s z y b k i e p r z e s y ł a n i e z a p i s a n y c h d a n y c h z d e f i b r y l a t o r a d o k o m p u t e r a , c o z n a c z ą c o u s p r a w n i a a n a l i z ę , d o k u m e n t a c j ę o r a z o c e n ę p r z e b i e g u ć w i c z e Ń i s z k o l e Ń z u ż y c i a A E D .

N a j w a n i e j s z e c e c h y k a b l a P A D - A C C - 0 2 :

- Szybki i stabilny transfer danych – zapewnia płynne przesyłanie informacji z urządzenia treningowego AED do komputera.
- Kompatybilność z defibrylatorami treningowymi – idealnie współpracuje z wybranymi modelami AED wykorzystywanymi do celów edukacyjnych.
- Trwała konstrukcja – odporny na zginanie, przetarcia i intensywne użytkowanie w warunkach szkoleniowych.
- Plug & Play – nie wymaga dodatkowego oprogramowania – wystarczy podłączyć i rozpocząć transmisję.
- Pomoc w analizie szkoleń – umożliwia archiwizację sesji treningowych i ocenę postępów uczestników.
- Przenośny i lekki – łatwy do transportu i przechowywania w zestawie szkoleniowym.

S p e c y f i k a c j a t e c h n i c z n a :

- M o d e l P A D - A C C - 0 2
- Z a s t o s o w a n i e : p r z e s y ł d a n y c h z d e f i b r y l a t o r ó w t r e n i n g o w y c h A E D

- Typ z standard USB / dedykowane (w zależności od modelu)
- Długość przewodu 1,5 m
- Zgodno z wybranymi modelami AED treningowych – sprawdź specyfikację producenta
- Producent / Dystrybutor: KEVISPORT

Zastosowanie:

- Kursy pierwszej pomocy z wykorzystaniem AED
- Szkolenia BHP, KPP i dla ratowników medycznych
- Analiza przebiegu ćwiczeń na defibrylatorze treningowym
- Wsparcie dokumentacji i raportowania postępów uczestników szkoleń
- Placówki edukacyjne, szkoły medyczne, centra szkoleniowe

Dlaczego warto wybrać kabel PAD-ACC-02?

Kabel PAD-ACC-02 to niezawodne narzędzie wspierające profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy. Dzięki możliwości łatwego przesyłu danych do komputera, pozwala instruktorom lepiej analizować ćwiczenia i podnosić jakość nauczania z użyciem AED.

