



Płuczka do oczu Cederroth Eye Wash 1 x 500 ml REF 72

Cena brutto: 93.67 PLN

Cena netto: 93.67 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/pluczka-do-oczu-cederroth-eye-wash-1-x-500-ml-ref-7251/>



□ P b u c z o k a oczu płukanka w dwupaku Cederroth REF 7251 to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie może dojść do zaprószenia lub ochlapania oczu niebezpiecznymi substancjami. Oprócz wypłukiwania ciał stałych oraz r o z c i e B c i z wypłukiwania n i e b e z p i e c z n e j substancji roztwór Cederroth neutralizuje wpływ na zasad i kwasów.

□ P b u k a dkoćzu zaleca się montować w laboratoriach, magazynach chemicznych, zakładach przemysłowych również przy oczomyjkach, które są zasilane b i e g ł o d e . Duże znaczenie ma rozpoczęcie p b u k a o k a w pierwszych sekundach po wypadku, płukanka Cederroth zapewnia obfity strumień roztworu, końcówka w kształcie wanienki zapewnia

kierowanie go prosto do oka bez rozlewania na boki, jednocześnie pomagając utrzymać otwarte oko.

□ Cechy produktu:

- szybkie użycie roztworu płukanki zwiększa szansę uratowania oka,
- produkt Cederroth neutralizuje wartość pH w oku. Roztwór neutralizuje kwasy i zasady, co przynosi szybszy efekt niż w przypadku zwykłego roztworu soli kuchennej. Oddziaływanie jest silniejsze w przypadku zasad niż kwasów,
- ergonomiczny kształt opakowania i znakomite właściwości płuczące,
- butelki łatwe w użyciu, posiadają dopasowaną do oka końcówkę do płukania dającą obfity strumień roztworu,
- butelkę otwiera się jednym ruchem ręki, otwarcie przez przekręcenie,
- wanozka chroniąca od kurzu. Zintegrowany korek utrzymuje czystość. Korek służy jednocześnie do otwierania,
- można ją umieścić na stanowisku pracy na kilka różnych sposobów. Pasuje do uchwytu ściennego Cederroth 7200,
- wyroby medyczne oznakowane znakiem CE.

□ Zestaw zawiera:

- 1 x 500 ml sterylnego roztworu izotonicznego soli fizjologicznej bez konserwantów, jednorazowego użytku.

□ Parametry techniczne:

- wymiary płukanki: Ø 6,6 x 23,5 cm,
- pojemność: 500 ml,
- okres przydatności do użycia: 5 lat.

