



P l u c z k a   d o   o c z u   C e d e r r o t h   E y e   W a s h   5 0 0   m l   z   u c h w y t e m

C e n a   b r u t t o :   1 3 1 . 7 2   P L N

Cena netto: 131.72 PLN

S t a w k a   V O % T :

L i n k   d o   p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/pluczka-do-oczu-cederroth-eye-wash-500-ml-z-uchwytem-sciennym-ref-7251-7200/>



□ Zestaw do płukania oka: Płuczka do oczu Cederroth REF 7251 o pojemności 500 ml z uchwytem ściennym Cederroth 7200 to praktyczne rozwiązanie do p r z e c h o w y w a n i a płynów do płukania oka. Idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie może dojść do z a p r ó s z t u b o c h ł a p a n i a oczu niebezpiecznymi substancjami.

□ O p r ó w y p ł u k i w a n i a ciał stałych oraz rozcieńczania i wypłukiwania niebezpiecznej substancji roztwór Cederroth neutralizuje wpływ na zasady i kwasów. Płukanki do oczu na wieszakach zaleca się montować w laboratoriach, magazynach c h e m i c z n y c h z a k ł a d a c h przemysłowych również przy oczomyjkach, które są zasilane bieżącą wodą.

□ Duże znaczenie ma rozpoczęcie płukania oka w pierwszych sekundach po wypadku, płukanka Cederroth zapewnia obfity strumień roztworu, końcówka w kształcie wanienki zapewnia kierowanie go prosto do oka bez rozlewania na boki, jednocześnie pomagając utrzymać płukane oko otwartym

Cechy produktu:

- uchwyt ścienny zapewnia umieszczenie butelki do płukania oka w określonym i znanym przez wszystkich miejscu,
- butelka pozostaje zatrzaśnięta w uchwycie, a wyjęcie jej powoduje automatyczne otwarcie - natychmiast można rozpocząć płukanie oka,
- szybkie użycie roztworu płukanki zwiększa szansę uratowania oka,
- płukanka do oczu Cederroth neutralizuje wartość pH w oku. Roztwór neutralizuje kwasy i zasady, co przynosi szybszy efekt niż w przypadku zwykłego roztworu soli kuchennej. Oddziaływanie jest silniejsze w przypadku zasadowości niż kwasowej,
- ergonomiczny kształt opakowania i znakomite właściwości płuczące,
- butelki łatwe w użyciu, posiadają dopasowaną do oka końcówkę do płukania dającą obfity strumień roztworu,
- wanienka z korkiem chroniącym od kurzu. Zintegrowany korek utrzymuje wanienkę w czystości. Korek umieszczony w uchwycie,
- wyroby medyczne oznakowane znakiem CE.

□ Zawiera:

- 1 szt.- 500 ml sterylnego roztworu izotonicznego soli fizjologicznej bez konserwantów, jednokrotnego użytku,
- 1 szt.- uchwyt ścienny Cederroth 7200.

□ Parametry techniczne:

- Wymiary płukanki: Ø 6,6 x 23,5 cm,
- Pojemność: 1 x 500 ml,
- Przydatność do użycia: 5 lat.

