

P u c z k a d o o c z u k i e s z o n k o w a C e d e r r o t h E y e W a s h P o c k e t

C e n a b r u t t o : 7 9 . 4 7 P L N

C e n a n e t t o : 7 9 . 4 7 P L N

S t a w k a V O % T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/pluczka-do-oczu-kieszonkowa-cederroth-eye-wash-pocket-ref-7221/>



□ Kieszonkowa płukanka do oczu Cederroth Eye Wash Pocket REF 7221 to płukanka do oczu w małej butelce, którą bezpiecznie można nosić w kieszeni lub podręcznej torbie. Dzięki temu jest szybko dostępna w razie wypadku.

□ Przy do płukania oka otwiera się szybko przez przekrój, jednym ruchem ręki. To idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie może dojść do zaprószenia lub ochlapania oczu niebezpiecznymi substancjami. Oprócz wypłukiwania ciał stałych oraz rozcieńczania i wypłukiwania niebezpiecznej substancji roztwór Cederroth neutralizuje wpływ zasad i kwasów.

□ Duże znaczenie ma rozpoczęcie płukania oka w pierwszych sekundach po wypadku. Płukanka zapewnia obfity strumień roztworu, końcówka w kształcie wianenki zapewnia kierowanie go prosto do oka bez rozlewania na boki, jednocześnie pomaga utrzymać płukane oko otwartym.

□ C e c h p r o d u k t u :

- szybkie użycie roztworu płukanki zwiększa szansę uratowania oka,
- płukanka do oczu Cederroth n e u t r a l i w a r t o ś ć p H w o k u . R o z t w ó r n e u t r a l i z u j e k w a s y i z a s a d y , c o p r z y n o s i s z y b s z y e f e k t n i ż w p r z y p a d k u z w y k o r z y c i e n i e m r o z t w o r u s o l i k u c h e n n e j . O d d z i a ł y w a n i e j e s t s i l n i e j s z e w p r z y p a d k u z a s a d n i ż k w a s ó w ,
- ergonomiczny kształt opakowania i znakomite właściwości płuczące,
- butelki łatwe w użyciu, p o s i a d a d o p a s o w a n ą d o o k a k o ń c ó w k ę d o p u k a n i a d a j ą c ą o b f i t y s t r u m i e ń r o z t w o r u ,
- butelkę otwiera się jednym prostym ruchem ręki, otwarcie przez przekręcenie,
- wanienska z korkiem c h r o n i ą c y m o d y k a r z u . Z i n t e g r o w a n y k o r e k u t r z y m u j e w a n i e n k ę w c z y s t o ś c i . K o r e k s ł u ż y j e d n o c z e ś n i e d o o t w i e r a n i a ,
- można nosić wszędzie tam gdzie istnieje zagrożenie,
- wyroby medyczne o z n a k o w a z n a k i e m C E .

□ Z e s t z a w i e r a :

- 235 ml sterylnego roztworu izotonicznego soli fizjologicznej bez konserwantów, j e d n o k r o t u z y t k u

□ P a r a m e t r y t e c h n i c z n e

- wymiary płukanki: 6,6 cm x 16 cm x 4,5 cm,
- pojemność: 235 ml,
- okres przydatności: 5 lat.

